



EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA ESTETICA

KLD Biosistemas es una empresa pionera en el mercado brasileño en el desarrollo y fabricación de equipos para fisioterapia, que viene continuamente innovándose y destacando actualmente como una de las empresas más importantes en el mercado de la estética. Con más de 27 años de actividad, KLD lidera el mercado de la estética garantizando la calidad total de sus actividades productivas, desde la creación, diseño, desarrollo de equipos, producción y venta. KLD está certificada por la norma NBR ISO 9001, que garantiza la calidad total del sistema así como por la certificación de los productos de acuerdo a las normas NBRIEC60601, que refiere a la seguridad y exactitud de los parámetros de funcionamiento de los equipos.

Todos sus productos están registrados en el Ministerio de Salud de Brasil/ ANVISA, además de contar con las autorizaciones del Ministerio de Salud Peruano, requisito indispensable para su comercialización en el país.

“Nuestra empresa y nuestros aliados en los diferentes países donde está KLD, formamos un equipo ganador, unido y centrado en la satisfacción total del cliente”.

POLITICA DE CALIDAD

“Continuamente mejorar su sistema de gestión de calidad, buscando como objetivo la satisfacción de sus clientes, en vista de sus necesidades y expectativas, a través de los resultados terapéuticos o estéticos que ellos logran”.



MANTHUS



- Computarizado
- Ultrasonido de 3 MHz
- Potencia real de 45 W
- Corrientes Polarizadas (Sonoiontoforesis) y corrientes despolarizadas (analgesia)
- Control de la temperatura para protección del cabezal
- Emisión continua y pulsada
- Software con interface amigable, con tres módulos: Sonophasy-RT, Phono-Iontoporación, Endophasy-RT
- Dimensiones del equipo: 50,3 cm x 38,2 cm x 56 cm (LxPxA)
- Peso 15 Kgs.
- Monitor
- Mueble para portar el equipo
- Auto voltaje: (127a23.V) 50/60Hz - 300VA
- Clasificación de clase I con parte aplicada de tipo BF (NBR IEC 60601-1).

HYGIALUX



- Microcontrolado
- Selección de color de panel emisor
- Intensidad graduable
- Frecuencia: 1 – 100Hz
- Ciclo activo:10-20-30-40-50%
- Temporizador
- Dimensiones: 45cm x 40cm x 90cm (LxPxA)
- Peso: 25 Kgs.
- Paneles Emisores:
- TDT.0602: Rojo (R), Azul (B), Infrarrojo (I)
- TDT.0604: Rojo (R)
- TDT.0606: Azul (B)
- TDT.0607: Infrarrojo (I)
- Auto voltaje: (127 a 230V) 50/60 Hz – 90 VA
- Clasificación de clase II con parte aplicada de tipo BF (NBR IEC 60601-1).

AVATAR IV



- Microcontrolado
- Ultrasonido de 3 MHz
- Potencia máxima de 45 Watts
- Emisión continua y pulsada
- ERA: 3x5cm²
- Dimensiones: 43cm x 37 cm x 17,2cm (LxPxA)
- Peso: 6 Kgs.
- Auto voltaje: (127 a 230V) - 50/60 Hz - 150VA
- Clasificación de la Clase I con parte aplicada de tipo BF (NBRIEC 60601-1).

AVATAR III



- Microcontrolado, con salida para terapia combinada
- Ultrasonido con cabezales independientes de 1 MHz y 3 MHz
- Potencia máxima: 2W/cm²
- Continuo y pulsátil 3W/cm²
- Emisión continua y pulsada
- ERA: 5 cm²
- Dimensiones: 20cm x 27,5cm x 11cm (LxPxA)
- Peso: 1,5 Kgs.
- Auto voltaje: (127 a 230 V) – 50/60 Hz-90 VA
- Clasificación de clase II con parte aplicada de tipo BF (NBRIEC 60601-1).

AVATAR II



- Microcontrolado
- Ultrasonido de 1 MHz ó 3 MHz
- Potencia máxima: 2W/cm²
- Continuo y pulsátil 3W/cm²
- Emisión continua y pulsada
- ERA: 5 cm²
- Dimensiones: 20cm x 27,5cm x 11cm (LxPxA)
- Peso: 1,5 Kgs.
- Auto voltaje: (127 a 230 V) – 50/60 Hz-90 VA
- Clasificación de clase II con parte aplicada de tipo BF (NBRIEC 60601-1).



ULTRACAVITACION - ULTRASONIDO - FOTOTERAPIA



EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA ESTETICA

- * Los equipos de KLD Biosistemas tienen Garantía de 2 años en Perú.
- * Capacitación y asesoría Integral * Servicio técnico permanente.
- * Atención Lima y provincias * Aceptamos todas las tarjetas de crédito.

Información de Contacto:

Calle Trinidad Morán N° 955, Lima 14 - Perú (Alt. cdra. 9 Av. Javier Prado Oeste, San Isidro)
Teléfono: (511) 441-3596 Telefax: (511) 441-2998 Nextel Ofic. : (511) 825*8823
E-mail: contactos@excelenciaestetica.com - www.excelenciaestetica.com



www.excelenciaestetica.com

MANTHUS

EUS 0301

Ultrasonido de Alta Potencia + Corrientes Estereodinámicas

- Manthus es un equipo para el tratamiento de la grasa localizada y celulitis.
- Manthus, emite ondas ultrasónicas en simultáneo con las corrientes estereodinámicas (las que logran un efectivo drenaje linfático), lo que permite un tratamiento integral sobre las grasas localizadas y eliminación de las mismas, los efectos son visibles desde la primera sesión. Manthus es un procedimiento no invasivo, indoloro y no produce edemas o hematomas.
- Hidrolipoclasia.
- Aplicación previa a la cirugía plástica, liposucción y lipoescultura.
- Tratamiento de hematomas post quirúrgicos.
- Tratamiento de las adherencias post lipoaspiración.
- Tratamientos de iontoforesis y sonoforesis (mesoterapia virtual iónica).



Software	Sonophasy-RT	Phono-Iontoporación	Endophasy-RT
Interfaz de software con gráfica amigable, de fácil manejo.	(Ultrasonidos + corrientes estereodinámicas). Lipólisis + Drenaje linfático. Este programa se realiza en simultáneo con el cabezal principal. Las corrientes estereodinámicas circulan entre los tres polos del cabezal.	(Ultrasonidos + corrientes polarizadas). Permite el ingreso de principios activos ionizables mediante la terapia combinada.	Aplicación exclusiva de corrientes interferenciales, con tres canales de salida que pueden ser utilizados para tratamientos analgésicos. Indicadas como analgésico pre procedimientos de intradermoterapia (Carboxiterapia o mesoterapia).



Control Total en el Cabezal Programación, Ajustes y Dosis.

Exclusivo Cabezal tripolar 3 MHz – 45W Totales (15W por electrodo, máxima potencia permitida por la Organización Mundial de la Salud).



HYGIALUX

LLT 0601

Fototerapia Lumínica

- Equipo de fototerapia mediante la emisión luminosa de LED's de alta tecnología, con diseño de plataforma simétrica para garantizar la uniformidad y la cobertura de grandes áreas de tratamiento. Se puede utilizar solo o como coadyuvante en diferentes tratamientos dermatológicos y de rejuvenecimiento, mediante:
La Biomodulación Fotónica: Se basa en el principio de la interacción entre la radiación luminosa y las mitocondrias, estimulando la síntesis de ATP lo que aumenta el metabolismo celular y la síntesis de proteínas de colágeno y elastina.
La Terapia Fotodinámica: Se basa en el uso de una sustancia química fotosensible (por ejemplo, el ácido 5-aminolevulínico ALA) y la foto estimulación de esta sustancia química a través de la emisión de la luz con una longitud de onda específica.



Rejuvenecimiento de la piel	Tratamiento del acné	Cicatrización de heridas	Alivio de dolores (Infrarrojo)

- Panel de tres colores: Rojo, Azul e Infrarrojo (630/470/850) nm.
- Panel monocromo de alta densidad: Rojo, 630 nm.
- Panel monocromo de alta densidad: Azul, 470 nm.
- Panel monocromo de alta densidad: Infrarrojo, 850 nm.
- Panel monocromo de alta densidad: Azulvioleta, 410 nm.



Panel emisor ajustable

Panel exclusivo tricolor y paneles emisores de alta densidad óptica.



AVATAR IV

TUS 0304

Ultrasonido de alta potencia. 45 Watts

- Avatar IV Esthetic es un equipo de ultrasonido para combatir la grasa localizada a través de la Hidrolipoclasia y Lipotripsia. KLD se ha preocupado en desarrollar un cabezal único de alta potencia (45 W) con ERA grande para el tratamiento de de grandes áreas, haciendo el tratamiento más eficaz y más rápido que el tradicional equipo de ultrasonido.
- Lucha contra la grasa localizada a través de la Hidrolipoclasia y lipotripsia.
- Tratamiento con Sonoforesis.
- Acelera la reabsorción de los hematomas y exudados.
- Tratamiento de intervención previa a la cirugía plástica, lipoescultura y liposucción.



ERA grande para el tratamiento de zonas más amplias

AVATAR III

TUS 0203

Ultrasonido de 1 MHz y 3 MHz

- Avatar III, es un equipo de ultrasonido terapéutico con cabezales independientes de 1 y 3 MHz, con salida para terapia combinada, con un alto poder de ultrasonido y una gran precisión de la dosis y sincronización. Equipo de alto tránsito que puede permanecer conectado y funcionando continuamente.
- La terapia de ultrasonido (1 Mhz) es una herramienta que debe utilizarse como parte de un programa de rehabilitación. Por ejemplo, se aplica el ultrasonido antes de ejercicios de estiramientos musculares, porque sus efectos terapéuticos permiten que el tejido estimulado tendrá una respuesta más favorable.
- La terapia de ultrasonido (3 Mhz) es un tratamiento indispensable, en el área estética para el tratamiento de lipólisis en tejidos adiposos y celulitis, así como de aplicación directa en el post operatorio de intervenciones de cirugía plástica.



Ultrasonido de 3 MHz

AVATAR II

TUS 0202

Ultrasonidos de 1 MHz ó 3 MHz

- Avatar II (1 ó 3 MHz), es un equipo de ultrasonido terapéutico que posee un alto poder de ultrasonido y una gran precisión de la dosis y sincronización. Equipo de alto tránsito que puede permanecer conectado y funcionando continuamente.
- La terapia de ultrasonido (1 Mhz) es una herramienta que debe utilizarse como parte de un programa de rehabilitación. Por ejemplo, se aplica el ultrasonido antes de ejercicios de estiramientos musculares, porque sus efectos terapéuticos permiten que el tejido estimulado tendrá una respuesta más favorable.
- La terapia de ultrasonido (3 Mhz) es un tratamiento indispensable, en el área estética para el tratamiento de lipólisis en tejidos adiposos y celulitis, así como de aplicación directa en el post operatorio de intervenciones de cirugía plástica.



Ultrasonido de 1 MHz

